



## 6106 - CITRO PLUS™

Désinfectant thermochimique pour machines d'hémodialyse

*Désinfectant thermochimique pour machines d'hémodialyse avec système de mélange proportionnel et fonction de recirculation. CITRO PLUS est un désinfectant très fort et efficace en raison des effets synergiques de ses ingrédients*



### COMPOSITION

Acide citrique (21%), acide lactique, acide malique, tampons, conservateurs, eau distillée. Ne contient pas de phénol et de dérivés phénoliques, le glutaraldéhyde, les sels d'ammonium quaternaire, le chlore actif et d'autres composés halogénés

### PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Une solution CITRO PLUS à 3% est bactéricide, fongicide et virucide au-dessus de 60 ° C.

### CONDITIONNEMENTS - RÉF

4 Bidons de 5 L

06106-5000

- Valeur de pH 2,50 +/- 0,3.
- Dissout les résidus sanguins.
- Enlève parfaitement le CaCO<sub>3</sub>.
- Désinfection et décalcification en un seul processus.
- Matériaux naturels utilisés comme ingrédients actifs : acide citrique, acide malique, acide lactique.
- Biodégradable, non toxique.
- Sûr pour la santé et l'environnement.
- Parfum léger de citron, incolore.



medical proximity™

Tel/Fax : +213 (0) 35 33 80 60

Mobile : +213 (0) 560 00 22 70

Email : medproximity.dz@gmail.com

www.medicalproximity.com