

Power Beat X1



Défibrillateur externe
semi-automatique



fiable et durable

- IP55 étanche à l'eau et à la poussière, résistant aux chutes de 1,5 m, résiste facilement aux tests d'environnement extérieur complexes
- Répondre aux exigences standard des applications fixes/mobiles

Voix rapide à haute fréquence, guide clairement chaque étape de fonctionnement

- Les invites vocales et les autocollants d'instructions de fonctionnement en couleur rappellent efficacement aux secouristes d'opérer correctement

Énergie sûre 150J, forme d'onde de troncature exponentielle bidirectionnelle

- Technologie de défibrillation basse énergie 150J, moins de dommages au myocarde

Gestion « intelligente » du centre d'opérations

- L'auto-inspection à la mise sous tension et le contrôle intelligent des données basé sur la plate-forme rendent la gestion à portée de main