



6007 - SURFACTO™ QAS

Désinfectant nettoyant pour les surfaces des dispositifs médicaux ; sans alcool

Désinfectant nettoyant rapide sans alcool à base de composés d'ammonium quaternaire. Convient particulièrement aux appareils sensibles à l'alcool et aux dispositifs médicaux. Dispositif médical de classe IIa.



COMPOSITION

Du chlorure de didécyl-diméthyle ammonium (0,06%), du chlorure d'alkyl diméthyle-benzyle ammonium (0,1%), digluconate de Chlorhexidine (0,11%), des agents antioxydants, stabilisateurs, de l'eau distillée, d'autres agents auxiliaires, du parfum. Sans autres dérivés phénoliques, aldéhyde et phosphate.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide, mycobactéricide, fongicide et Verucide Testé selon: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14562, EN 14476 +A1

MODE D'EMPLOI

Formule prête à l'emploi.

Pulvériser sur la surface du dispositif

Attendre 1 minute

Nettoyer avec un chiffon stérile

CONDITIONNEMENTS - RÉF

20 flacons de 1L avec pulvérisateurs
04 bidons de 5L

06007-1000
06007-5000

- Formule prête à l'emploi pour les surfaces sensibles à l'alcool.
- Convivial.
- Sans aldéhyde ni phénol.
- Ne laisse pas de trace ni de film grassex.
- Pas de rinçage.
- Biodégradable, inoffensif pour l'environnement, sans danger pour l'homme.
- Large spectre antimicrobien en 1 minute.
- Bonnes caractéristiques optiques.
- Très bonne compatibilité des matériaux.



medical proximity™

Tel/Fax : +213 (0) 35 33 80 60

Mobile : +213 (0) 560 00 22 70

Email : medproximity.dz@gmail.com

www.medicalproximity.com